
Introduction

Arduino 水泵系統 (圖一)。Model 為左右選擇行為實驗,需要兩台額外相機支持; Mode2 則為隨機起身實驗。




圖一. Arduino 水泵系統圖

圖片連結

操作流程:

- 1. 開啟兩台電腦。
- 2. 在 PC1 上找到 CH340 Serial,使用串口工具,輸入 1 或者 2。
- 3. if 切換模式: 按下紅色 reset 按鈕(圖二), 重複步驟 2。




圖二. Reset 按鍵位置

4. 在 PC2 上找到 (圖三) 資料夾, 右鍵以程式運行.sh 檔案即可進入 (圖四), 若需要重新拍攝 baseline 請刪除 pkl 檔案。



圖三. PC2 Ubuntu 桌面



圖四. 偵測畫面

5. 若要調整圖四圓圈位置,請按下 WS 鍵,並直接使用鼠標點擊畫面。

Specification

- 水泵規格(圖五)。
- 由於 PC2 電腦老舊因此在其上運行 Ubuntu24.04,用以支援 python3。
- Arduino pin 腳最大輸出為 200mA, 因此使用 Relay 是必要的。
- Relay 的 IN, HIGH 為關閉。
- 洞洞板上似乎蠻容易氧化因此地線連接失敗。
- PC1 記憶體不太夠用,注意工作管理員。

Voltage: DC 3-5V Current: 100-200mA Lift Height: 0.3-0.8 meters

Flow Rate: 1.2-1.6 L/min Weight: 28 grams

圖五. 水泵規格